

Резорбируем хемостат – окислена регенерирана целулоза

СЪСТАВ:

Стерилен, абсорбиращ се, плетен, получен чрез контролирано окисление на регенерирана целулоза

ПОКАЗАНИЯ:

Използва се допълнително при хирургични процедури за подпомагане на контрола на капилярно, венозно и малко артериално кървене

Биосъвместим, осигурява бърза хемостаза и се усвоява от организма за 7 - 14 дни

SMI-CEL

Absorbable Hemostat – Oxidized Regenerated Cellulose

COMPOSITION:

Sterile absorbable knitted fabric prepared by the controlled oxidation of regenerated cellulose


INDICATIONS:

Used adjunctively in surgical procedures to assist in the control of capillary, venous, and small arterial bleeding

Biocompatible, providing rapid hemostasis and absorbed by the body within 7 - 14 days

SMI-CEL STANDARD

1.25 cm x 5 cm	12 pc.	ZHCS012050
5 cm x 7.5 cm	12 pc.	ZHCS050075
5.1 cm x 35.6 cm	12 pc.	ZHCS051356
7.5 cm x 10 cm	12 pc.	ZHCS075100
10 cm x 20 cm	12 pc.	ZHCS100200



SMI-CEL FIBRIL

2.6 cm x 5.1 cm	10 pc.	ZHCF026051
5.1 cm x 10.2 cm	10 pc.	ZHCF051102
10.2 cm x 10.2 cm	10 pc.	ZHCF102102

SMI-CEL KNIT

2.6 cm x 2.6 cm	12 pc.	ZHCK026026
7.6 cm x 10.2 cm	12 pc.	ZHCK076102
15.2 cm x 22.9 cm	12 pc.	ZHCK152229
10.2 x 10.2 cm	12 pc.	ZHCK102102

